



**Пояс для захвата голени Mobi-tools** надевается на ноги пациента, тем самым создавая дополнительную точку захвата и/или опоры. Применяется при перемещении или мобилизации пациента, например, когда нужно изменить положение ног пациента или поднять/усадить пациента (в этом случае выполняется фиксация ног с помощью пояса). 2 длинные ручки-петли облегчают манипуляции.



## ПОЯС ДЛЯ ГОЛЕНЕЙ

### ОСОБЕННОСТИ



**Padded handle straps**



**Comfortable padded soft to the touch interior fabric**

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**ЛИНЕЙКА:** Mobi-tools Grip

**НАИМЕНОВАНИЕ:** пояс для голеней

#### РАЗМЕРЫ

Артикул	Размеры (см)
TMT6520	110 x 24

#### ЦВЕТ

- оранжевый
- темно-синий

#### СОСТАВ

**Снаружи:** 70 % полиэстер + 30 % ПВХ

**Внутри:** полиэстер

**Ручки-петли:** полиэстер

**НЕ СОДЕРЖИТ ЛАТЕКСА**

#### ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ



- машинная стирка 40°C
- не отбеливать
- не сушить в барабане
- не гладить
- не подвергать хим. чистке

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



- 1 пояс для голеней Mobi-tools Grip